

# REVOIS®

Dental Implantat System

step ahead to future : REVOIS®

selected few parts - easy to use

ready for the digital age

best value in high quality

REVOIS® PRO



REVOIS® compact



## Auf einen Blick: CAD/CAM mit REVOIS® PRO

Digitales Arbeiten und CAD/CAM Fähigkeit gehören heute zum Standard eines modernen Implantatsystems. Auch für **REVOIS® PRO** bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit unserem Partner **Cendres & Métaux** aus Biel in der Schweiz die Möglichkeit, Ihre Patienten mit besonders hochwertigen, gefrästen Suprastrukturen zu fairen Preisen und einzigartigen Garantiebedingungen zu versorgen.

Die Bibliothek für die **REVOIS® PRO**-Implantat-Schnittstellen erhalten Sie über unser Kundenbüro oder können sie unkompliziert unter [www.revois-dental.com](http://www.revois-dental.com) herunterladen. Auf [www.revois-shop.com](http://www.revois-shop.com) können Sie auch die Scanbodies bestellen.

Folgende Typen von Suprastrukturen für die **REVOIS® PRO**-Implantate können wir für Sie fräsen. Alle Arbeiten werden in der Schweiz durchgeführt:

<b>Indikationen</b>	Abutments (lock)	Brücken und Stege; Wrap-arounds (no-lock)
<b>Scanner</b>	Von allen Scannern mit Software Exocad	Von Imetric Dentalscannern
<b>Materialien</b>	CrCo, Titan; Gold auf Anfrage	
<b>Fertigungszeiten</b>	1 – 2 Arbeitstage	2- 3 Arbeitstage

### Effizientes Arbeiten: Sie wählen aus - den Rest erledigen wir:

Sie *scannen* und laden Ihre STL-Daten auf [www.cmsa.ch/cadcam-order](http://www.cmsa.ch/cadcam-order) hoch oder senden uns das Modell zu. Dieses *scannen* und *designen* wir für Sie und schicken Ihnen den Scan zur Freigabe. Danach produzieren wir Ihre Arbeit und senden Ihnen diese (und ggf. das Modell) zurück.

**Unsere Garantie** beträgt 10 Jahre auf die gefräste Suprastruktur. Die Garantie umfasst die kostenfreie Ersatzlieferung unserer Produkte im Falle eines nachgewiesenen Produktdefektes. Details unter: [www.cmsa.ch/cm-warranty](http://www.cmsa.ch/cm-warranty)

### Unsere Preise: transparent und kompetitiv

Indikation	Material	Ab Scandaten	Ab Modell
<b>Abutment</b>	CoCo, Ti	120.00 €	160.00 €
<b>Brücke, direkt verschraubt</b>	CoCo, Ti	145.00 €	185.00 €
<b>Stege, direkt verschraubt</b>	CoCo, Ti	145.00 €	185.00 €

Preis netto, zzgl. Transport. Bestellung und Rechnungslegung erfolgen über **AUROSAN**. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

#### AUROSAN GmbH

Kundenservice  
Frankenstr. 231  
D-45134 Essen  
Deutschland  
Tel +49 201 219617-01  
Fax +49 201 219617-31  
eMail: [service@aurosan.de](mailto:service@aurosan.de)



[www.revois-dental.com](http://www.revois-dental.com)



#### Cendres + Métaux SA

Scan+Design Center  
Rue de Boujean 122  
CH-2501 Biel-Bienne  
Schweiz  
Tel +41 58 360 23 20  
Fax +41 58 360 20 10  
eMail: [dental-cadcam@cmsa.ch](mailto:dental-cadcam@cmsa.ch)

[www.cmsa.ch/cadcam-order](http://www.cmsa.ch/cadcam-order)

*Wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Unsere Qualität wird Sie begeistern.*

**REVOIS®**  
Dental Implantat System

AUROSAN ist Partner des

**ICOI EUROPE**  
INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS